

APARATO AUTOMÁTICO VICAT EN 196-3



SKU: N / A | **Categorías:** [Aparatos de Vicat para Cemento y Mortero](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aparato Automático Vicat EN 196-3[/vc_column_text][[/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del producto:

- Aparato automático Vicat EN 196-3
- Aparato automático Vicat EN 196-3, DIN 1164, BS 4550, ASTM C187-191
- Incluyendo dispositivo de grabación (tambor) y dispositivo de limpieza de agujas Completo con:
 - Aguja 1.13 mm dia., Longitud 57 mm,
 - Molde Vicat 70/80 dia. x 40 mm,
 - Recipiente para muestras (baño de agua) acc. según EN 196-3, hojas de papel de trazado, 500 hojas, aguja de fraguado final
- Tira de limpieza, pinza y llave de te. Con temporizador de retardo de 30 seg. a max. 6 h
- Dimensiones: (wxdxh) = 280 x 430 x 465 mm
- Peso: 17,2 kg.
- 110-230 V / 50-60 Hz

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO