

APARATO BLAINE, CALIBRADO



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#), [Sistemas Blaine](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato Blaine, calibrado.

Descripción del producto:

Aparato Blaine, calibrado.

Aparato de permeabilidad al aire Blaine

EN 196-6, ASTM C204, BS 4550, Completo con: papeles de filtro

12.8 mm de diámetro. (1000 uds.), Llenar aceite 50 ml, Grasa ligera, 50 ml, tapón, termómetro, cepillo y embudo

Oscuro. (wxdxh) = 130 x 200 x 360 mm

Peso: 3,1 kg.

Con calibración oficial

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO