

## APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD DEL AIRE



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#), [Sistemas Blaine](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato Blaine de Permeabilidad del Aire

Descripción de producto:

Aparato Blaine de permeabilidad del aire

EN 196-6, ASTM C204, BS 4550, Completo con: Papeles de filtro 12.8 mm dia. (1000 uds.), Aceite de llenado, 50 ml, grasa ligera, 50 ml, tapón, Termómetro, cepillo y embudo.

Oscuro. (Wxdxh) = 130 x 200 x 360 mm

Peso: 3,1 kg.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO