

APARATO DE BIOSUCCIÓN LAFIL 300 - BIODOLPHIN



Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**

Lafil 400: el sistema de succión BioDolphin integra la fuente de vacío, la botella de desechos y el kit de succión en un solo sistema. Ahorre 50% de espacio en el banco.

- **Operación segura**

(1) El diseño de la plataforma en forma de cerca evita la negligencia sobre la botella de residuos.

(2) La protección contra desbordamiento evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

SKU: N / A | **Categorías:** [Biosucción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**

Lafil 400: el sistema de succión BioDolphin integra la fuente de vacío, la botella de desechos y el kit de succión en un solo sistema. Ahorre 50% de espacio en el banco.

- **Operación segura**

- (1) El diseño de la plataforma en forma de cerca evita la negligencia sobre la botella de residuos.
- (2) La protección contra desbordamiento evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**

Bomba de vacío incorporada sin aceite, sin necesidad de lubricante, cambios regulares de aceite y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.

- **Autoclavable**

La botella de desechos y todos los accesorios suministrados están hechos de material PES o POM disponible para esterilización en autoclave.

- **Diseño de interruptor de bloqueo fácil de usar**

El mango ergonómico de BioDolphin y el interruptor de bloqueo de diseño amigable pueden mantener la succión continua sin presionar el botón todo el tiempo.

- **Expulsión de la punta con una sola mano**

El innovador diseño de expulsión de puntas permite la expulsión de puntas con una sola mano.

- **Cambio de ajuste rápido**

El acoplamiento de conexión rápida entre el accesorio y la manija puede reemplazar cualquier accesorio rápidamente.

- **Rack de almacenamiento multifuncional**

El estante de diseño exclusivo puede acomodar todos los accesorios en orden. Una bandeja de recolección de líquido incorporada puede recibir el goteo de residuos líquidos de los accesorios.

Certificación :

- Certificación CE

Especificación (220V / 50Hz)

- Máx. vacío: 105 mbar
- Máx. caudal: 20 L / min
- Tasa de aspiración: 18 ml / seg
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)

Información de pedido

Aplicaciones:

- Aspiración de cultivo celular
- Aspiración de residuos de laboratorio

Material :

- Lafil 300 - ABS
- Btoole de desechos - PES
- Mango - POM
- Adaptador de punta de 1 canal - POM
- Adaptador SS de 1 canal - POM / SS304

- Conector de punta de 8 canales - POM
- Adaptador SS de 8 canales - POM / SS304
- Rack - ABS

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO