

APARATO DE BIOSUCCIÓN LAFIL 400 - BIODOLPHIN



Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**

Lafil 400: el sistema de succión BioDolphin integra la fuente de vacío, la botella de desechos y el kit de succión en un solo sistema. Ahorre 50% de espacio en el banco.

- **Operación segura**

- (1) El diseño de la plataforma en forma de cerca evita la negligencia sobre la botella de residuos.
- (2) La protección contra desbordamiento evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**

Bomba de vacío incorporada sin aceite, sin necesidad de lubricante, cambios regulares de aceite y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.

SKU: N / A | **Categorías:** [Biosucción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características :

- **Todo en uno, ahorra espacio**

Lafil 400: el sistema de succión BioDolphin integra la fuente de vacío, la botella de desechos y el kit de succión en un solo sistema. Ahorre 50% de espacio en el banco.

- **Operación segura**

- (1) El diseño de la plataforma en forma de cerca evita la negligencia sobre la botella de residuos.
- (2) La protección contra desbordamiento evita que el líquido se desborde cuando la botella está llena.

- **Sin contaminación del aire, sin mantenimiento**

Bomba de vacío incorporada sin aceite, sin necesidad de lubricante, cambios regulares de aceite y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.

- **Autoclavable**

La botella de desechos y todos los accesorios suministrados están hechos de material PES o POM disponible para esterilización en autoclave.

- **Diseño de interruptor de bloqueo fácil de usar**

El mango ergonómico de BioDolphin y el interruptor de bloqueo de diseño amigable pueden mantener la succión continua sin presionar el botón todo el tiempo.

- **Expulsión de la punta con una sola mano**

El innovador diseño de expulsión de puntas permite la expulsión de puntas con una sola mano.

- **Cambio de ajuste rápido**

El acoplamiento de conexión rápida entre el accesorio y la manija puede reemplazar cualquier accesorio rápidamente.

Certificación :

- Certificación CE

Aplicaciones:

- Cultivo celular
- Succión de residuos
- Solución de lavado ELISA

Material:

- Lafil 400 - ABS
- Btoole de desechos - PES
- Manija - POM
- Adaptador de punta de 1 canal - POM
- Adaptador SS de 1 canal - POM / SS304
- Conector de punta de 8 canales - POM
- Adaptador SS de 8 canales: POM / SS304
- Rack - ABS

Especificación (220V, 50Hz)

- Máx. vacío: 30 mbar
- Máx. caudal : 20 L / min
- Capacidad de la botella de desechos: 1200 ml
- Rosca de puerto: ID8 (5/16 pulgadas)

Información de pedido

- **197403-11 (22)** Lafil 400 - BioDolphin, sistema de succión, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Lafil 400 - El sistema completo BioDolphin incluye:

- **197400-11 (22)** Unidad de succión Lafil 400
- **199100-00** Kit de succión BioDolphin-LB
- **197000-11** botella de succión PES de 1200 ml

Descargas[Descargar PDF](#)**Videos**

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO