

## APARATO DE FILTRACIÓN LF-32



### Especificación:

- Capacidad del embudo: 100 ml.
- Capacidad del matraz: 1200 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Lengüeta: ID8 (5/16 pulgadas)
- Protección contra desbordamiento: sí

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### El juego completo incluye:

- Portafiltros de acero inoxidable de 100 ml
- Botella de residuos de PC de 1200 ml con tapa
- Protección contra desbordamiento
- tapón de silicona (No.16)
- Tapa con accesorio de succión

### Características :

- El embudo de acero inoxidable se puede esterilizar rápidamente por llama.
- Protección contra desbordamiento incorporada para evitar que el filtrado se desborde cuando la botella de desechos está llena.

### Aplicaciones:

Para filtración que requiera la esterilización como prueba de microbiología.

### Especificación:

#### Material :

- Filtro embudo - SS316
- Base de soporte de embudo - SS316
- Soporte de membrana - SS316
- Botella de agua - PC

### Información sobre pedidos :

- 197010-32 SF 10, juego de filtración de acero inoxidable de 47 mm
- Holder Portafiltros de acero inoxidable de 100 ml
- 180100-01 Embudo de acero inoxidable, 100 ml.
- 180100-31 Pantalla de soporte de acero inoxidable
- 180100-00 Base de soporte de acero inoxidable
- 167110-17 Tapón de silicona (No.16)
- 197000-11-PC Botella de desechos de PC con tapa, 1200 ml
- 197000-40 tapa negra PP
- 197000-32-PC cubierta de PC
- 197000-39 Protección contra desbordamiento
- Botella de PC 197000-31-PC, 1200 ml

### Descargas:

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO