

## APARATO DE FILTRACIÓN LF-33



### Características :

- El embudo de acero inoxidable puede esterilizarse rápidamente mediante llama.
- Protección contra desbordamiento incorporada para evitar que el filtrado se desborde cuando la botella de desechos está llena.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### El juego completo incluye:

- Portafiltros de acero inoxidable de 300 ml
- Botella de residuos de PC de 1200 ml con tapa
- Protección contra desbordamiento
- tapón de silicona (No.16)
- Tapa con accesorio de succión

### Aplicaciones:

Para filtración que requiera la esterilización como prueba de microbiología.

### Especificación:

#### Material :

- Filtro embudo - SS316
- Base de soporte de embudo - SS316
- Soporte de membrana - SS316
- Botella de agua - PC

### Especificación:

- Capacidad del embudo: 300 ml.
- Capacidad del matraz: 1200 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Lengüeta: ID8 (5/16 pulgadas)
- Protección contra desbordamiento: Sí

### Información sobre pedidos :

- 197010-33 SF 30, juego de filtración de acero inoxidable de 47 mm
- Portafiltros de acero inoxidable de 300 ml
- 180100-03 Embudo de acero inoxidable, 300 ml.
- 180100-31 Pantalla de soporte de acero inoxidable
- 180100-00 Base de soporte de acero inoxidable
- 167110-17 Tapón de silicona (No.16)
- 197000-11-PC Botella de desechos de PC con tapa, 1200 ml
- 197000-40 tapa negra PP
- 197000-32-PC cubierta de PC
- 197000-39 Protección contra desbordamiento
- Botella de PC 197000-31-PC, 1200 ml

### Descargas:

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO