

APARATO DE FILTRACIÓN MF 30



Características :

- MF 30 fuerte sello magnético permite la operación con una sola mano
- Excelente aplastamiento, resistencia a altas temperaturas y autoclavable.
- Embudo graduado en 50 ml, receptor en incrementos de 100 ml para facilitar la medición.
- Protección contra desbordamiento incorporada para evitar que el filtrado se desborde cuando la botella de desechos está llena.
- Embudo graduado en 50 ml, receptor en incrementos de 100 ml para facilitar la medición.

SKU: N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El juego completo incluye:

- Soporte de filtro magnético PES de 300 ml
- Botella de residuos de PC de 1200 ml con tapa
- Protección contra desbordamiento
- Tapón de silicona (No.16)
- Tapa con accesorio de succión

Aplicaciones:

- Filtración general
- Succión de residuos

Información sobre pedidos :

- 200320-30 MF 30, aparato de filtración de 47 mm
- 200300-01 MF 3, el soporte del filtro magnético (300 ml) incluye:
- 200300-36 Kit de tapa de PP para embudo magnético
- Embudo magnético PES 200300-30, 300 ml
- 200300-32 PES base de soporte magnético
- 167110-17 Tapón de silicona (No. 16)
- 197000-11-PC Botella de desechos de PC con tapa, 1200 ml
- 197000-40 tapa negra PP
- 197000-32-PC cubierta de PC
- 197000-39 Protección contra desbordamiento
- Botella de PC 197000-31-PC, 1200 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO