

## APARATO DE FILTRACIÓN MF-31



### Características :

- El fuerte sello magnético MF 31 permite la operación con una sola mano
- Excelente aplastamiento, resistencia a altas temperaturas y autoclavable.
- Embudo graduado en 50 ml, receptor en incrementos de 100 ml para facilitar la medición.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### El juego completo incluye:

- Portafiltros PES de 300 ml
- tapón de silicona (No.8)
- matraz receptor de 1000 ml con drenaje
- ventosa de fijación de silicona

### Aplicaciones:

- Filtración general

### Especificación:

#### Material :

- Filtro de embudo - PES
- Base de soporte de embudo - PES
- Soporte de membrana - PES
- Filtro de jeringa - PTFE
- Frasco receptor - vidrio de borosilicato
- Manguera de drenaje - Caucho (no esterilizable en autoclave)

### Especificación:

- Capacidad del embudo: 300 ml.
- Capacidad del matraz: 1000 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm / 50 mm
- Área de filtración efectiva: 13.1 cm<sup>2</sup>
- Lengüeta: 5/16 de pulgada (8 mm)
- Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm
- Dispositivo de drenaje: sí

### Información sobre pedidos :

- 200320-31 MF 31, juego de filtración de 47 mm
- 200300-01 MF 3, el soporte del filtro magnético (300 ml) incluye:
- 200300-36 Kit de tapa PP para embudo magnético
- Embudo magnético PES 200300-30, 300 ml
- 200300-32 base de soporte PES
- 167110-16 Tapón de silicona (No.8)
- 167300-08 Frasco receptor con drenaje, 1000 ml
- 167200-45 ventosa de fijación de silicona

Descargas:

[Descargar PDF](#)

### Videos

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO