

## APARATO DE FILTRACIÓN VF 15



### Especificación:

- Capacidad del embudo: 1000 ml
- Capacidad de la botella: 5000 ml
- Diámetro del filtro: 90 mm.
- Lengüeta de la manguera: ID4 ~ ID8

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características :

#### Ahorre tiempo:

VF 15 puede filtrar y almacenar la solución directamente en la botella de almacenamiento GL45 sin la necesidad de ser transferido desde el matraz de filtración.

Adecuado para la botella de almacenamiento GL45:

El diseño exclusivo del adaptador de filtración se puede conectar con la botella de almacenamiento GL45 (1000 ml, 2000 ml, 5000 ml ... etc.)

#### Precio competitivo:

El conjunto completo se ofrece a un precio más competitivo que el conjunto de filtración común con matraz de filtración.

- Patente, No. M508321  
Adaptador de filtración ha sido galardonado con una patente, No. M508321

#### El juego completo incluye:

- Soporte de filtro de vidrio de 1000 ml
- Tapón de silicona (No.8)
- Adaptador de filtración para botella GL45
- Botella de almacenamiento de 5000 ml

#### Aplicaciones:

Ideal para la purificación de líquidos orgánicos y corrosivos como solventes, fase móvil para análisis por HPLC, GC y AA.

#### Material:

- Embudo de filtro - vidrio de borosilicato
- Base de soporte del embudo: vidrio de borosilicato
- Soporte de membrana: revestimiento de metal PTFE
- Abrazadera - Aluminio
- Tapón - Caucho de silicona (No.8)
- Adaptador de filtración - PP (autoclavable)
- Botella de almacenamiento - vidrio de borosilicato

#### Información sobre pedidos :

- 167200-15 Juego de filtración de vidrio VF15
- 167120-37 Soporte de filtro de vidrio de 1000 ml (incluye 1-5)
- 197000-65 Adaptador de filtración para botella GL45
- 197000-55 5000ml botella de almacenamiento de vidrio

Descargas:

[Descargar PDF](#)

#### Videos

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO