

## APARATO DE FILTRACIÓN VF 3



### Especificación:

- Capacidad del embudo: 300 ml.
- Capacidad del matraz: 1000 mm
- Diámetro del filtro: 47 mm.
- Área de filtración efectiva: 9.6 cm<sup>2</sup>
- Lengüeta: 5/16 de pulgada

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Aplicaciones:

Ideal para la purificación de líquidos orgánicos corrosivos como solventes (fase móvil) para análisis por HPLC.

### El juego completo incluye:

- Portafiltros de vidrio de 300 ml
- abrazadera de aluminio anodizado
- Matraz de junta de tierra de 1000 ml
- ventosa de fijación de silicona

### Especificación:

#### Material :

- Filtro embudo - vidrio de borosilicato
- Base de apoyo del embudo - vidrio de borosilicato
- Soporte de membrana - vidrio sinterizado
- Abrazadera - Aluminio anodizado
- Frasco receptor - vidrio de borosilicato

### Información sobre pedidos :

- 167200-03 VF3, juego de filtración de vidrio de 47 mm
- 167120-30 Soporte de filtro de vidrio de 300 ml (incluye 1-3)
- 167250-01 Matraz para juntas de tierra, 1000 ml
- 167200-45 ventosa de fijación de silicona

Descargas:

[Descargar PDF](#)

Videos

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO