

APARATO DE FILTRACIÓN VF 7



Especificación:

- Capacidad del embudo: 300 ml.
- Capacidad del matraz: 1000 mm
- Diámetro del filtro: 47 mm.
- Área de filtración efectiva: 9.6 cm²
- Lengüeta: 5/16 de pulgada

SKU: N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Característica :

La pantalla de acero inoxidable con sello de PTFE solo necesita una limpieza simple, puede reutilizarse.

Aplicaciones:

Ideal para purificación de solventes y filtración general para microbiología, análisis de sólidos en suspensión, etc.

El juego completo incluye:

- Portafiltros de vidrio de 300 ml
- Tapón de silicona (No.8)
- Matraz receptor de 1000 ml
- Ventosa de fijación de silicona

Especificación:

Material :

- Filtro embudo - vidrio de borosilicato
- Base de apoyo del embudo - vidrio de borosilicato
- Soporte de membrana - pantalla S.S.con
- Sello de PTFE
- Abrazadera - Aluminio anodizado
- Tapón - Caucho de silicona (No.8)
- Frasco receptor - vidrio de borosilicato

Información sobre pedidos :

- 167200-07 VF7, aparato de filtración de vidrio de 47 mm
- 167120-33 Portafiltros de vidrio de 300 ml (incluye 1-5)
- 167250-03 matraz receptor, 1000 ml
- 167200-45 ventosa de fijación de silicona

Descargas:

[Descargar PDF](#)

Videos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO