

## APARATO DE FILTRACIÓN VF 8



### El juego completo incluye:

- Portafiltros de vidrio de 15 ml (con pantalla de soporte de acero inoxidable)
- Tapón de silicona (No.5)
- Frasco receptor de 125 ml

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Aplicaciones:

Ideal para filtración de vacío de pequeño volumen para análisis biológicos o análisis de contaminación de partículas.

### Especificación:

Material :

- Filtro embudo - vidrio de borosilicato
- Base de apoyo del embudo - vidrio de borosilicato
- Soporte de membrana - pantalla S.S.con
- Sello de PTFE
- Abrazadera - Aluminio anodizado
- Tapón - Caucho de silicona (No.5)
- Frasco receptor - vidrio de borosilicato

Especificación:

- Capacidad del embudo: 15 ml.
- Capacidad del matraz: 125 mm
- Diámetro del filtro: 25 mm.
- Área de filtración efectiva: 2.2 cm<sup>2</sup>
- Lengüeta: 5/16 de pulgada

### Información sobre pedidos :

- 167200-08 VF8, aparato de filtración de microanálisis de vidrio de 25 mm
- 167120-34 Portafiltros de vidrio de 15 ml (incluye 1-5)
- 167250-05 matraz receptor, 125 ml

### Descargas:

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO