

APARATO DE PRUEBA BRASILEÑO



El aparato de prueba brasileño está diseñado para probar muestras de 50 mm de diámetro a 100 mm de diámetro con un espesor igual a la mitad del diámetro para la determinación de la resistencia a la tracción indirecta de las rocas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Rocas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La muestra se sostiene en mordazas circulares, esto es principalmente similar a una máquina de compresión y consiste en un pequeño marco de carga que tiene una base resistente con dos varillas verticales roscadas y una cruceta ajustable. El gato hidráulico está instalado en el centro de la base del bastidor de carga. El gato del bastidor de carga es autorretráctil y se suministran dos platos lisos.

La capacidad del manómetro es de 0-100 x 1 kN y se fija en la base del gato.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto
BellPrBra-	B-01-03-04-090101	Aparato de prueba brasileño

Accesorios / Repuestos

Código de Producto	Nombre del Producto
B-01-03-04-090201	Par de mordazas para muestras de Ø 50 mm
B-01-03-04-090301	Par de mordazas para muestras de Ø 60 mm
B-01-03-04-090401	Par de mordazas para muestras de Ø 70 mm
B-01-03-04-090501	Par de mordazas para muestras de Ø 80 mm
B-01-03-04-090601	Par de mordazas para muestras de Ø 90 mm
B-01-03-04-090701	Par de mordazas para muestras de Ø 100 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO