

## APARATO DE PRUEBA ESTENOPEICA



El aparato de prueba estenopeico se utiliza para evaluar la erosionabilidad de los suelos arcillosos haciendo fluir agua a través de un pequeño orificio que se perfora a través de la muestra compactada.

**SKU:** B010309360101 | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [ASTM D4647](#), [BS 1377:5](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ciertos suelos de grano fino con alto contenido de sodio son altamente erosionables por el agua que fluye a través de ellos. Durante la prueba se reproduce el flujo de agua bajo un alto gradiente hidráulico a través de una cavidad en el suelo. El aparato de prueba estenopecico se utiliza para evaluar la erosionabilidad de los suelos arcillosos haciendo fluir agua a través de un pequeño orificio que se perfora a través de la muestra compactada. El aparato consta de un recipiente metálico cilíndrico equipado en un extremo con una entrada de agua y el otro extremo con una conexión de salida , un tubo vertical con escala y un soporte para sostener el aparato. El tanque de nivel constante debe pedirse por separado.

### Normas

- BS 1377: 5, ASTM D4647

### Especificaciones Tecnicas

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellPrEst-04	B010309360101	Aparato de prueba estenopecica	15x20x120	4

### Accesorios/Repuestos

Código del Producto	Nombre del Producto
B010309360201	Recipiente de metal cilindrico
B010309360301	Tubería de PVC, 010x80 mm, bobina de 10m
B010309360401	Stand
B010309360501	Tanque de nivel constante

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO