

## APARATO DE RECUPERACIÓN DE AGLUTINANTE



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [BS 598-102](#), [EN 12697-1](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Aparato de recuperación de aglutinante

Se utiliza para la separación de disolvente de la solución aglutinante / disolvente y para determinar el contenido de aglutinante en una mezcla de agredado / betún.

El aparato consta de Baño María con control termostático para mantener el agua hirviendo durante todo el ciclo de recuperación, completo con tapa y termostato digital, Bomba de Vacío con Manómetro de Vacío, Tubo de 6 m para Vacío, Matraz de Filtro de 1000 ml con tapón de goma,

Dos de fondo plano matraces de vidrio de 250 ml de capacidad con tapones de goma y demás accesorios y conexiones necesarios.

El baño de agua controlado termostáticamente se puede utilizar también como baño de agua de uso general. Para obtener más información sobre el baño de agua, consulte Baños de agua, modelo B-01-03-05-140201. Para obtener más información sobre la bomba de vacío, consulte Bombas de vacío, modelo B-01-03-05-350301.

### Normas:

- BS 598-102, EN 12697-1

### Especificaciones técnicas.

| Modelo           | Código de producto | Nombre del producto                     | Peso (kg) | Fuente de alimentación |
|------------------|--------------------|---|-----------|------------------------|
| BellApaRecAgl-25 | B-01-03-05-350101  | Aparato de recuperación de aglutinantes | 25        | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph  |

### Accesorios/ Repuestos

| Código de producto | Nombre del producto                                       |
|--------------------|---|
| B-01-03-05-350201  | Baño María con Sistema de Circulación, 30 lt de capacidad |
| B-01-03-05-350301  | Bomba de vacío, etapa única, 70 l / min                   |
| B-01-03-05-350401  | Tubería para vacío. 6 m                                   |
| B-01-03-05-350501  | Manómetro de vacío, 1000 mbar                             |
| B-01-03-05-350601  | Matraz filtrante con tapón de goma, 1000 ml               |

**Código de producto**

B-01-03-05-350701

**Nombre del producto**

Matraz de vidrio, fondo plano, 250 ml con tapones de goma

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO