

## APARATO DE REEMPLAZO DE ARENA



Se utiliza para determinar la densidad del suelo compactado de grano fino.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [1924: 2](#), [BS 1377: 9](#)

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B-01-03-09-290101	Dimensiones(cm): 30x30x44 Peso(kg): 8	B-01-03-09-290101
	B-01-03-09-290201	Dimensiones(cm): 30x30x57 Peso(kg): 10	B-01-03-09-290201
	B-01-03-09-290301	Dimensiones(cm): 50x50x66 Peso(kg): 27	B-01-03-09-290301

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para determinar la densidad del suelo compactado de grano fino.

El juego completo consta de un cilindro de vertido de arena, una bandeja de metal con orificio central y un recipiente de calibración.

El cilindro de vertido de arena con obturador de aluminio fundido y mecanizado con precisión, el contenedor de calibración y la bandeja de metal están hechos de chapa de acero.

El conjunto de prueba está disponible en tres tamaños diferentes.

- BS 1377: 9, 1924: 2

### Especificaciones Tecnicas

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso(kg)
BellReAre-08	B010309290101	Aparato de reemplazo de arena, 100 mm	30x30x44	8
BellReAre-10	B010309290201	Aparato de reemplazo de arena,150 mm	30x30x57	10
BellReAre-27	B010309290301	Aparato de reemplazo de arena, 200 mm	50x50x66	27

### Accesorios/Repuestos

Código del Producto	Nombre del Producto
B010309290401	Cono con Válvula y cilindro superior, 100 mm para B010309290101
B010309290501	Recipiente de Calibración para B010309290101
B010309290601	Bandeja de metal para B010309290101
B010309290701	Cono con Válvula y cilindro superior, 150 mm para B010309290201
B010309290801	Recipiente de Calibración para B010309290201
B010309290901	Bandeja de metal para B010309290201
B010309291001	Cono con Válvula y cilindro superior, 200 mm para B010309290301
B010309291101	Recipiente de Calibración para B010309290301
B010309291201	Bandeja de metal para B010309290301

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO