

## APARATO KELLY BALL



Se usa para determinar el trabajo del concreto fresco.

**SKU:** BellAparKellBal-15 | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [ASTM C360](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La prueba Kelly Ball es una alternativa a la prueba de depresión. La prueba simple y económica se puede realizar rápidamente en concreto en el lugar y los resultados se pueden correlacionar con la depresión.

El aparato de Kelly ball consiste en una bola de Ø 6 "(152 mm) que se desliza a través de un marco que descansa sobre el concreto fresco. La pelota se baja al hormigón y se mide la penetración.

Se puede usar en el sitio o en el laboratorio.

Chapado en cadmio para protección contra el óxido.

<b>Modelo</b>	<b>Código de producto</b>	<b>Nombre del producto</b>	<b>Dimensiones (cm)</b>	<b>Peso (kg)</b>
BellAparKellBal-15	B-01-03-06-280101	Aparato Kelly Ball	36x16x36	15

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO