

## APARATO VIBRATORIO DE DESAIREACIÓN -H-1826.3F



**SKU:** H-1826.3F | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayo Rice](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tabla de desaireación](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T209](#), [AASHTO T283](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para usar con el picnómetro grande H-1820. El aparato vibratorio de alta resistencia mantiene el material de muestra suelto para obtener resultados de prueba más confiables. Vibradores fuertes y resistentes y bases robustas con interruptores de encendido / apagado integrales de servicio pesado. Los exclusivos cierres de leva / bloqueo de liberación rápida permiten una colocación y extracción rápidas del bote.

El Agitador de Desaireación, Grande admite las siguientes normas: AASHTO T209, AASHTO T283



[H-4296](#)

Temporizador Digital



[H-4296A](#)

Temporizador analógico universal

[Specific\\_Gravity\\_Rice\\_Test](#) (Hoja de datos PDF)

[H-1826B\\_man\\_0513](#) (Manual del producto PDF)

AASHTO T209

AASHTO T283

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO