

## APARATO VICAT ASTM C187-191



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Vicat para Cemento y Mortero](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Aparato Vicat ASTM C187-191  
[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Aparato Vicat ASTM C187-191
- Aparato de vicat ASTM C187-191. Completo con el conjunto inicial de aguja de 1,0 mm de diámetro.
- Diámetro del émbolo de consistencia. 10 mm.
- Molde Vicat 60/70 dia. x 40 mm.
- Placa de vidrio y termómetro
- Dimensiones: (wxdxh) = 150 x 220 x 440 mm
- Peso: 3,5 kg.

[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO