

APARATO VICAT ASTM C187-191



SKU: N / A | **Categorías:** [Aparatos de Vicat para Cemento y Mortero](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aparato Vicat ASTM C187-191[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Aparato Vicat ASTM C187-191
- Aparato de vicat ASTM C187-191 Completo con el conjunto inicial de aguja 1,0 mm de diámetro.
- Diámetro del émbolo de consistencia. 10 mm.
- Molde Vicat 60/70 dia. x 40 mm.
- Placa de vidrio y termómetro.
- Dimensiones: (wxdxh) = 150 x 220 x 440 mm.
- Peso: 3,5 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO