

APARATO VICAT MODIFICADO, 400 GR —H-3060



SKU: H-3060 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T131](#), [ASTM C191](#), [EN196 / 3](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato vicat modificado con diámetro de 10mm. émbolo y H-3061 peso de 100 gramos.

El peso del conjunto del émbolo con indicador ajustable es 400g total.

Incluye:

- Escala graduada 0-50mm
- Marco con la plataforma de la baquelita
- Montaje del émbolo
- Molde cónico H-3080
- Placa de cristal H-3049.

Cumple con las siguientes normas: [ASTM C191](#), AASHTO T131, EN196 / 3

[Manuales](#)

[H-3050_man_1215](#)

[ASTM C191](#)

AASHTO T131

EN196/3

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO