

## APARATO VICAT MODIFICADO, 50 GR —H-3090



**SKU:** H-3090 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [ASTM C110](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato Vicat de consistencia modificada con diámetro de 19 mm, plato de aluminio en la barra de .25 pulgadas.

Peso del conjunto del émbolo con el indicador ajustable es total de 50 gr.

Incluye

- Escala graduada de 0-50mm
- Marco con la plataforma de la baquelita
- Montaje del émbolo
- Molde cónico H-3080
- Placa de vidrio H-3049.

Cumple con la norma: [ASTM C110](#)

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-3050\\_man\\_1215](#)

[ASTM C110](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO