

## APARATOS DE DENSIDAD A GRANEL PARA BOEHME.



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparato para Prueba de Yeso](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Aparatos de Densidad a Granel para

Boehme.[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del producto:

- Aparatos de densidad a granel para Boehme.
- EN 459-2, DIN 1060
- Para determinar la densidad aparente de la cal.
- Peso: 3,8 kg.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO