

APARATOS DE DENSIDAD A GRANEL PARA BOEHME.



SKU: N / A | **Categorías:** [Aparato para Prueba de Yeso](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aparatos de Densidad a Granel para

Boehme.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparatos de densidad a granel para Boehme.
- EN 459-2, DIN 1060
- Para determinar la densidad aparente de la cal.
- Peso: 3,8 kg.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO