

## APARATOS VICAT, ACC. EN 196-3 CON BAÑO DE AGUA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aparatos de Vicat para Cemento y Mortero](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparatos Vicat, acc. EN 196-3 con Baño de Agua

Descripción del Producto:

- Aparatos Vicat, acc. EN 196-3 con baño de agua.
- Aparato de vicat EN 196-3 completo con:
  - Aguja de ajuste inicial de 1.13 mm de diámetro. Longitud 50 mm y aguja de fraguado final,
  - Émbolo de consistencia de 10 mm de diámetro.
- Molde Vicat 70/80 dia. x 40 mm y termómetro con recipiente de muestra (baño de agua). acc. a EN 196-3
- Dimensiones: (wxdxh) = 150 x 220 x 390 mm
- Peso: 3,0 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO