

AQUA-STABIL



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aqua-Stabil Información del producto:

Aqua-Stabil es necesario para el Sedimat 4-12 durante el procedimiento experimental, pero también después. Mientras el autómata esté lleno de un baño de agua para regular la temperatura de las muestras de suelo, mantendrá los gérmenes de agua libres y, por lo tanto, lo protegerá de la contaminación. Aqua-Stabil está disponible en botellas de 100 ml.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO