

ARENA ESTÁNDAR



La arena estándar para pruebas de densidad tiene dos alternativas;

- pasando 600 micras y retenido en 300 micras.
- pasando el No. 16 (1,18 mm) y retenido en el No. 30 (600 mikron).

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [1924: 2](#), [BS 1377: 9](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La arena estándar para pruebas de densidad tiene dos alternativas;

- pasando 600 micras y retenido en 300 micras.
- pasando el No. 16 (1,18 mm) y retenido en el No. 30 (600 mikron).

Normas

- BS 1377: 9, 1924: 2

Especificaciones Tecnicas

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Especificaciones
BellArEst-1000A	B010309300101	Arena estándar, paquete de 1000gr	Entre 300-600 micrones de tamaño de grano
BellArEst-1000B	B010309300201	Arena estándar, paquete de 1000gr	Entre 1,18 mm-600 micrones de tamaño de grano

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO