

## AUTOCLAVE DE ALTA PRESIÓN



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Consistencia de Volumen](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave de Alta Presión

Descripción del Producto:

- Autoclave de alta presión ASTM C141, ASTM C151 para prismas de mortero, 25 bar para la determinación de la constancia del volumen (solidez) de los prismas de mortero 1 "x 1" x 11 ¼ " o 40 x 40 x 160 mm que consiste en:
    - Un compartimento de vapor de alta presión para aceptar un portamuestras para 8 prismas como por ASTM o 6 prismas según DIN / EN
    - Capacidad 7,8 litros, máx. presión 25 bar, max. temperatura 250 ° C
    - Incluso:
      - 2 medidores de temperatura y presión.
      - Limitador de temperatura de seguridad.
      - Anillo de tapa para tapa superior.
      - Termómetro
    - Certificado de seguridad de prueba de presión cámara de acuerdo con EN directiva de dispositivos de presión oscuro. 1120 mm de altura, 550 mm de diámetro.
    - Peso: 80 kg.
- 230 V / 50 Hz / 16 A / 2.3 kW
- Estándar de seguridad único como resultado de prueba TÜV del dispositivo de presión (TÜV = Inspección técnica Agencia alemana), con certificado de conformidad con directiva de dispositivos de presión de la CE.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO