

AUTOCLAVE - ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALUMINIO - 15L



- Equipado con válvula de control / liberación de vapor y mangos de baquelita resistentes al calor de alta calidad
- Sellado de la tapa mediante junta de goma de alta presión
- Manómetro con código de colores para mostrar las zonas de esterilización, graduado en kg / cm² y lb / pulgada²
- Equipado con válvula de peso de liberación de presión de seguridad
- Eléctrico, 220 V / 50 Hz, monofásico

SKU: BellEstVapAlu-15 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) | **Etiquetas:** [Autoclave](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esterilizador de vapor de aluminio

Características:

- Construcción sin costuras de extracción profunda de aluminio
- Robusto, seguro, a prueba de óxido, portátil
- Para la esterilización con vapor de alta presión de materiales médicos como apósitos e instrumentos quirúrgicos.
- Presión máxima 15 psi / bar, temperatura máxima 121°C

Especificaciones Técnicas

| Modelo | Capacidad (litros) / incluida la tapa | Diámetro x altura (mm) | Diámetro x altura (pulgadas) |
|---------------------|--|------------------------|------------------------------|
| BellEstVapAlu-11 | 11 | 220x280 | 9x11 |
| BellEstVapAlu-15 | 15 | 300x225 | 12x9 |
| BellEstVapAlu-21 | 21 | 300x300 | 12x12 |
| BellEstVapAlu-24 | 24 | 300x350 | 12x14 |
| BellEstVapAlu-28 | 28 | 300x400 | 12x16 |
| BellEstVapAlu-38 | 38 | 350x400 | 14x16 |
| BellEstVapAlu-39 | 39 | 300x550 | 12x22 |
| BellAutCooker39lts. | | | |
| BellEstVapAlu-18 | 18 | 300x240 | - |
| BellAutCooker18lts | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO