

## AUTOCLAVE - ESTERILIZADOR DE VAPOR DE ALUMINIO - 18L



**Cod Alt: BellEstVapAlu-18**

**18 Litros**

- Equipado con válvula de control / liberación de vapor y mangos de baquelita resistentes al calor de alta calidad
- Sellado de la tapa mediante junta de goma de alta presión
- Manómetro con código de colores para mostrar las zonas de esterilización, graduado en kg / cm<sup>2</sup> y lb / pulgada<sup>2</sup>
- Equipado con válvula de peso de liberación de presión de seguridad
- Eléctrico, 220 V / 50 Hz, monofásico

**SKU:** BellEstVapAlu-18 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) | **Etiquetas:** [Autoclave](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Esterilizador de vapor de aluminio

#### Características:

- Construcción sin costuras de extracción profunda de aluminio
- Robusto, seguro, a prueba de óxido, portátil
- Para la esterilización con vapor de alta presión de materiales médicos como apósitos e instrumentos quirúrgicos.
- Presión máxima 15 psi / bar, temperatura máxima 121°C

#### Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (litros) / incluida la tapa	Diámetro x altura (mm)	Diámetro x altura (pulgadas)
BellEstVapAlu-11	11	220x280	9x11
BellEstVapAlu-15	15	300x225	12x9
BellEstVapAlu-21	21	300x300	12x12
BellEstVapAlu-24	24	300x350	12x14
BellEstVapAlu-28	28	300x400	12x16
BellEstVapAlu-38	38	350x400	14x16
BellEstVapAlu-39	39	300x550	12x22
BellAutCooker39lts.			
BellEstVapAlu-18	18	300x240	-
BellAutCooker18lts			

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO