


## AUTOCLAVES ESTANDARIZADOS PARA LABORATORIO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Ensayos estandarizados para baldosas cerámicas y ladrillos](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción

Autoclaves estandarizados para el ensayo de la resistencia al agrietamiento de baldosas cerámicas

**Normas: UNI EN ISO 10545-11**

El agrietamiento significa grietas de cabello en la superficie vidriada de la baldosa. La resistencia a la formación de grietas se determina sometiendo todas las baldosas a vapor a alta presión en un autoclave y luego revisando las baldosas para detectar la presencia de grietas después de aplicar una sustancia colorante a la superficie vidriada. Para baldosas de gran tamaño, la norma prevé el corte. Las piezas cortadas deben ser lo más grandes posible y cada parte debe ser revisada.

### Archivos adjuntos

- [AUTOCLAVES](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO