

AVENGER 91 | FILTRO DE PARTICULADO DE COALESCENCIA



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Modelo Avenger 91™ tiene un anillo más grande que el modelo 95, por lo que es más adecuado para aplicaciones de coalescencia. Las paredes del recipiente son más delgadas que el 95 Modelo dándole un volumen interno ligeramente más grande. - Ayuda a conservar la integridad de la muestra - Protección del analizador - Rápido y fácil de instalar y mantener - Económico - Configuración flexible

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO