

B-19 | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: B-19 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

No. de pistones	1
Tasa de flujo	19 LPM
Vacío máximo	635 mmHg/25" Hg
Presión máxima	8 bar/ 114 psi
RPM	1750
Potencia del motor	85W- Protección térmica
Peso	3,8 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (165x150x207)
Variaciones eléctricas	220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento en C.A 60Hz a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO