


B2P-736 / CN | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: B2P-736 / CN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| No. de pistones | 2 |
| Tasa de flujo | 54 LPM |
| Vacío máximo | 736 mmHg/29" Hg |
| RPM | 1750 |
| Potencia del motor | 250W - Protección térmica |
| Peso | 7,15 Kg |
| Dimensiones máximas en mm | CxLxA (310x121x169) |
| Variaciones eléctricas | 220v/60Hz 127v/60Hz |
| IP-20 / alta resistencia química | Opcional |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO