

BAGCLIP®



- Cierre hermético para bolsas
- Rápido y reutilizable
- BagClip cierra temporalmente todos los tipos de bolsas.
- Cierre rápido y estanco
- 4 tamaños disponibles para las bolsas de: 80/100 mL, 400 mL, 2000 mL y 3500 mL
- Peso bruto: 550 g / 750 g / 1.6 kg
- Para bolsas: 80 mL a 3500 mL

SKU: N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Cierre rápido

- Pliegue la bolsa. Fije el Bag Clip. Coloque la bolsa en la gradilla BagRack.
- Su muestra está almacenada de manera segura



Estanto

- BagClip posee 3 puntos de cierre, lo cual evita soldaduras intermedias. Garantiza cierre hermético al agua y al aire.



Industria alimentaria



Industria farmacéutica



Cosméticos

Aplicaciones

- BagClip permite almacenar y temporalmente cerrar las muestras durante su análisis microbiológico. Se utiliza BagClip en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Especificaciones Técnicas

	BagClip 80/100	BagClip 400	BagClip 3500
Referencia	231 010	231 040	231 350
Para bolsas	80 mL y 100 mL	400 mL	2000 mL y 3500 mL
Largo (clip blanco)	130 mm	195 mm	395 mm
Largo (tubo verde)	160 mm	225 mm	450 mm
Caja (w x d x h)	21.5 x 15 x 5.5 cm	27 x 19 x 6.5 cm	51 x 10 x 12 cm
Peso bruto	550 g	750 g	1.6 kg
Cantidad por paquete	50	50	50

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO