

BAGFILTER P: PARA PIPETEAR



SKU: N / A | Categorías: [Microbiología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BagFilter P es una bolsa con un filtro lateral no tejido.

En el proceso de la homogeneización la flora extraída de la muestra atraviesa el filtro, y por consiguiente la toma hecha por detrás de este filtro estará exenta de fibras residuales de la muestra.



Pre-cut for pipetting



Marking zone



Volume indication



Enlarged opening



[Folleto](#)



[Ficha técnica](#)

VENTAJAS

1. BOLSA CON FILTRO LATERAL

- Para pipetear
- Perfecto para la homogeneización de muestras fibrosas
- Multilayer, complejo reforzado
- Filtro lateral no tejido. Porosidad del filtro < 250 micras
- Rígido y transparente

2. FILTRACIÓN INSTANTÁNEA

- La filtración se haga durante la homogeneización
- No tiene que esperar por la sedimentación de las partículas
- Solución sin partículas sobre la placa de Petri: recuento automático y rápido de colonias
- El filtrado que se toma detrás del filtro está exento de partículas, sin retención de bacterias

3. NO RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA

- Tratado con rayos gamma
- La misma bolsa para homogeneizar, filtrar y pipetear
- No hay contacto entre la muestra y el homogeneizador durante la homogeneización
- Se puede cerrar con un **BagClip** o termosellar

4. FÁCIL DE USO

- Adaptado a todas las muestras
- Compatible con cualquier mezclador de laboratorio
- Aprobado para contacto con alimentos

5. DISPONIBLE EN:

- 400 mL
- 2000 mL
- 3500 mL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications of the model.

Scroll down for the comparison with other models of the range.

BagFilter	400 P	2000 P	3500 P
Reference	111 425	111 200	113 510

BagFilter	400 P	2000 P	3500 P
Nominal volume	400 mL	2000 mL	3500 mL
Useful volume	50-300 mL	400-1500 mL	400-3500 mL
Filter porosity	< 250 microns	< 250 microns	< 250 microns
Bag dimensions	190 x 300 mm	250 x 380 mm	380 x 600 mm
Pack of	25	25	10
Box of	500	400	100

Comparison with other models of the range

BagFilter	400 P	400 S	Pull-Up 400	2000 P	3500 P
Reference	111 425	112 425	111 625	111 200	113 510
Nominal volume	400 mL			2000 mL	3500 mL
Useful volume	50-300 mL			400-1500 mL	400-3500 mL
Filter porosity	< 250 microns		< 50 microns	< 250 microns	< 250 microns
Bag dimensions	190 x 300 mm			250 x 380 mm	380 x 600 mm
Pack of	25			25	10
Box of	500			400	100

PRODUCTOS ASOCIADOS

Productos complementarios

- [BagMixer, homogeneizadores](#)
- [DiluFlow, diluidores,](#)
- [easySpiral, sembradores](#)
- [LabTools, accesorios de laboratorio](#)

DESCARGAS

[Please go to the Download section for :](#)

[High-definition photos / Illustrations / Videos / Scientific articles / Various marketing tools](#)

BROCHURE

«Blender bags for microbiology»



TECHNICAL FILE



FLYER

«BagFilter»



[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO