

BAGLIGHT MULTILAYER: EXTRA RESISTENTE



SKU: N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EXTRA RESISTANT

- Para muestras duras

BagLight Multilayer son bolsas sin filtro para para todos los usos en los laboratorios microbiológicos.

 [Folleto](#)  [Ficha técnica](#)

VENTAJAS

1. EXTRA RESISTENTE

- Ideal para muestras duras
- **Multilayer**, complejo reforzado
- Soldaduras reforzadas
- Rígido y transparente

2. NO RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA

- Tratado con rayos gamma
- No hay contacto entre la muestra y el homogeneizador durante la homogeneización
- Se puede cerrar con un BagClip® o termosellar

3. FÁCIL DE USO

- Adaptado a todas las muestras
- Compatible con cualquier mezclador de laboratorio
- Aprobado para contacto con alimentos
- Puede ser congelado

4. DISPONIBLE EN:

- 400 mL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications of the model.

Scroll down for the comparison with other models of the range.

BagLight Multilayer

Reference	132 225
Nominal volume	400 mL
Useful volume	50-300 mL
Bag dimensions	190 x 300 mm
Pack of	25
Box of	500

Comparison with other models of the range

BagLight	PolySilk 100	PolySilk 400	PolySilk HD	MultiLayer	MultiLayer U	PolySilk 2000	PolySilk 3500
----------	-----------------	-----------------	----------------	------------	--------------	------------------	------------------

BagLight	PolySilk 100	PolySilk 400	PolySilk HD	MultiLayer	MultiLayer U	PolySilk 2000	PolySilk 3500
Reference	131 025	132 025	132 025	132 200	132 025	132 200	133 025
Nominal volume	100 mL	400 mL				2000 mL	3500 mL
Useful volume	5-50 mL	50-300 mL	50-300 mL	50-300 mL	50-300 mL	400-1500 mL	200-3500 mL
Bag dimensions	110 x 185 mm	175 x 300 mm	175 x 300 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	250 x 380 mm	380 x 560 mm
Pack of	25						
Box of	500	500		500			

Certificado

Producto hecho para INTERSCIENCE por Interlab, empresa certificada ISO 9001.

PRODUCTOS ASOCIADOS

Productos complementarios

- [BagMixer](#) homogeneizadores
- [DiluFlow](#) diluidores gravimétricos,
- [easySpiral](#) sembradores automáticos
- [LabTools](#) accesorios de laboratorio

DESCARGAS

[Please go to the Download section for :](#)

[High-definition photos / Illustrations / Videos / Scientific articles / Various marketing tools](#)

• BROCHURE

«Blender bags for microbiology»



• TECHNICAL FILE



[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO