

## BAGLIGHT MULTILAYER U: REDONDO



SKU: N / A | Categorías: [Microbiología](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### FONDO REDONDO

- Especial homogeneizadores con un sistema de circulación

**BagLight Multilayer U** son bolsas sin filtro para para todos los usos en los laboratorios microbiológicos.

[Folleto](#) [Ficha técnica](#)

## VENTAJAS

### 1. FONDO REDONDO

- Especial homogeneizadores con un sistema de circulación
- **Multilayer**, complejo reforzado
- Soldaduras reforzadas
- Rígido y transparente

### 2. NO RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA

- Tratado con rayos gamma
- No hay contacto entre la muestra y el homogeneizador durante la homogeneización
- Se puede cerrar con un **BagClip** o termosellar

### 3. FÁCIL DE USO

- Adaptado a todas las muestras
- Compatible con cualquier mezclador de laboratorio
- Aprobado para contacto con alimentos
- Puede ser congelado

### 4. DISPONIBLE EN:

- 400 mL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications of the model.

Scroll down for the comparison with other models of the range.

### BagLight Multilayer U

Reference	132 125
Nominal volume	400 mL
Useful volume	50-300 mL
Bag dimensions	190 x 300 mm
Pack of	25
Box of	500

Comparison with other models of the range

BagLight	PolySilk 100	PolySilk 400	PolySilk HD	MultiLayer	MultiLayer U	PolySilk 2000	PolySilk 3500
Reference	131 025	132 025	132 025	132 200	132 025	132 200	133 025

	BagLight	PolySilk 100	PolySilk 400	PolySilk HD	MultiLayer	MultiLayer U	PolySilk 2000	PolySilk 3500
Nominal volume		100 mL	400 mL				2000 mL	3500 mL
Useful volume		5-50 mL	50-300 mL	50-300 mL	50-300 mL	50-300 mL	400-1500 mL	200-3500 mL
Bag dimensions		110 x 185 mm	175 x 300 mm	175 x 300 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	250 x 380 mm	380 x 560 mm
Pack of		25						
Box of		500	500		500			

## Certificado

Producto hecho para INTERSCIENCE por Interlab, empresa certificada ISO 9001.

## PRODUCTOS ASOCIADOS

### Productos complementarios

- [BagMixer](#) homogeneizadores
- [DiluFlow](#) diluidores gravimétricos,
- [easySpiral](#) sembradores automáticos
- [LabTools](#) accesorios de laboratorio

## DESCARGAS

[Please go to the Download section for :](#)

[High-definition photos / Illustrations / Videos / Scientific articles / Various marketing tools](#)

### • BROCHURE

«Blender bags for microbiology»



### • TECHNICAL FILE



[/col][[/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO