

## BAGLIGHT MULTILAYER



- Bolsa sin filtro
- Ultrarresistente
- Ref. 132 225 (400 mL)
- BagLight MultiLayer es una bolsa homogeneizadora sin filtro.
- BagLight MultiLayer es ideal para muestras duras o difíciles de homogeneizar.
- Multilayer: complejo reforzado multicapas
- Soldaduras fortalecidas
- Resistente: de -40°C hasta 80°C / -40°F hasta 176°F

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Una única bolsa para todo el análisis

- Con BagLight Multilayer, utilice la misma bolsa para la extracción, homogeneización y pipeteo. Esto previene la contaminación cruzada y ahorra tiempo



### Ultra-resistente

- BagLight Multilayer ha sido especialmente diseñado para la preparación de muestras duras u homogeneizaciones largas. Está hecho de un complejo multicapas y soldaduras reforzadas. Es compatible con todo tipo de homogeneizadores.



### Sin contaminación cruzada

- No existe contacto entre la muestra y el mezclador durante la homogeneización. Esto evita contaminación cruzada.
- La bolsa puede cerrarse con un BagClip o soldarse. Es igualmente tratada con rayos gamma.



Antes



Después

### Aplicaciones

- BagLight es utilizado según los protocolos de las industrias de alimentos, farmacéuticas, cosméticos, ambientales y en institutos de investigación pública. Se adapta a todas las etapas de la preparación de la muestra.



### Especificaciones Técnicas

Referencia	BagLight Multilayer 400
Ideal	132 225
Volumen de homogeneización máximo	Para todo uso en el laboratorio
Volume optimal pour le malaxage	400 mL
Tipo de bolsa	50-300 mL
Composición de la bolsa	Bolsa de homogeneización sin filtro
Dimensiones de la bolsa	Multilayer: complejo reforzado multicapas
Tratamiento rayo gamma	190 x 300 mm
Vida útil	5 a 12 KGy
Resistente al congelamiento y a altas temperaturas	25 años
Cumple con:	-40°C a 80°C (-40°F a 176°F)
Aprobado para contacto de alimentos	ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico)
	Regulación (EC) N° 1935/2004

Almacenamiento	En lugar temperado y seco, alejado de humedad y luz
Dimensiones de la caja	35 x 21 x 11 mm
Peso bruto	5 kg
Paquete de:	25
Caja de:	500

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO