

## BAGMIXER® CLASSIC PACK



SKU: N / A | Categorías: [Microbiología](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BagMixer® Classic Pack

- ¡ INTERSCIENCE best sellers !

BagMixer® Classic Pack es un pack completo para empezar su trabajo de laboratorio. BagMixer®400 es un homogeneizador de laboratorio fácil de uso y potente. Adaptado a todo tipo de aplicaciones y con una garantía de la extracción de bacterias óptima, evita todo riesgo de contaminación cruzada. De alta calidad y para aumentar la capacidad de su laboratorio, elija

BagMixer® Classic Pack !

### EL BAGMIXER® CLASSIC PACK INCLUYE:

1 HOMOGENEIZADOR

- [1 BagMixer® 400 homogeneizador](#)

+ BOLSAS DE HOMOGENEIZACIÓN

- [500 BagFilter® filter bags](#)
- [500 BagPage® filter bags](#)
- [500 BagLight® plain bags](#)

+ ACCESORIOS

- [50 BagClip® cierre hermético para bolsas](#)
- [1 BagOpen® soporte para apertura de bolsas](#)
- [1 BagRack® gradillo de acero inoxidable](#)
- [1 PetriPile® soporte para placas de Petri](#)
- [1 BagPipet® pipeta autoclavable puntas «paja»](#)
- [1000 BagTips® Regular Pajas por BagPipet®](#)

### FÁCIL DE USO

Pensamos en todo lo que podría ser útil para usted para empezar su análisis microbiológicos : todo en un paquete !

### ECONÓMICO

BagMixer® Classic Pack significa un buen equipo y un gran valor!

### ALTA CALIDAD

- INTERSCIENCE es el único fabricante de mezcladores de laboratorio y de bolsas
- BagMixer® es un best-seller mundial: + de 15.000 se usan al día para todo tipo de análisis microbiológico
- BagMixer®, los amortiguadores y la puerta de cristal son garantizados para la vida
- BagMixer® tiene una garantía de 3 años

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO