

BAGMIXER® STARTER PACK



SKU: N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BagMixer® Starter Pack

BagMixer® Starter Pack es la mejor y más rápida manera para equipar su laboratorio.

BagMixer® 400 es un homogeneizador de laboratorio fácil de uso y potente. Adaptado a todo tipo de aplicaciones y con una garantía de la extracción de bacterias óptima evita cualquier riesgo de contaminación cruzada.

EL BAGMIXER® STARTER PACK INCLUYE:

1 HOMOGENEIZADOR

- [1 BagMixer® 400 homogeneizador](#)

+ BOLSAS DE HOMOGENEIZACIÓN

- [500 BagFilter® bolsas con filtro lateral](#)
- [500 BagLight® bolsas sin filtro](#)

+ ACCESORIOS

- [50 BagClip® cierre hermético para bolsas](#)
- [1 BagOpen® soporte para apertura de bolsas](#)
- [1 BagRack® gradillo de acero inoxidable](#)

FÁCIL DE USO

Pensamos en todo lo que podría ser útil para usted para poder empezar su análisis microbiológico : todo en un paquete!

ECONÓMICO

BagMixer® Classic Pack significa un buen equipo y un gran valor!

ALTA CALIDAD

- INTERSCIENCE es el único fabricante de mezcladores de laboratorio y de bolsas
- BagMixer® es un best-seller mundial: + de 15.000 utilizadas al día para todo tipo de análisis microbiológico
- BagMixer®, los amortiguadores y la puerta de cristal son garantizados para la vida
- BagMixer® tiene una garantía de 3 años

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO