

## BAGOPEN®



- Soporte para bolsas
- Ideal para uso de pipeta
- **BagOpen** abre fácilmente la bolsa y la mantiene abierta en posición vertical sin riesgo de contaminación cruzada durante la manipulación de la muestra.
- Base robusta y estable
- Disponible para bolsas: 80/100 mL, 400 mL, 2000 mL, 3500 mL
- Resistencia al calor: Resistente hasta 65°C (no colocar en el autoclave)
- Peso bruto: 200 g / 540 g / 2 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Ideal para pipeteo

- BagOpen mantiene la bolsa abierta en posición vertical. Se puede insertar fácilmente la pipeta en la bolsa sin riesgo de contaminación cruzada.



### Duradero

- BagOpen está fabricado con policarbonato y resiste temperaturas de hasta 65°C. La base del BagOpen es robusta y estable.



Industria alimentaria



Industria farmacéutica



Cosméticos

### Aplicaciones

- BagOpen es útil para todas las manipulaciones del laboratorio para análisis microbiológicos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

### Especificaciones Técnicas

	BagOpen 80/100	BagOpen 400	BagOpen 3500
Referencia	211 010	211 040	211 350
Volumen	80/100 mL	400 mL - 2000 mL	3500 mL
Resistencia al calor	Resistente hasta 65°C (no colocar en el autoclave)		
Dimensiones (w x d x h)	9 x 4.6 x 17 cm	15 x 7.5 x 25 cm	32 x 14.4 x 43.6 cm
Caja (w x d x h)	23 x 12 x 5 cm	26 x 16 x 6.2 cm	45 x 20 x 5 cm
Peso bruto	200 g	540 g	2 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO