


BAGRACK SLIDE® 400 ML



- Gradilla para bolsas
- Ideal para análisis patógenos
- El BagRack Slide permite organizar, higiénica y rápidamente las bolsas, deslizándolas hacia los costados. Es ideal para pipeteado secuencial adicionalmente al BagFilter Pipet y a los Roll bags. BagRack Slide está específicamente concebido para análisis de patógenos.
- Disponible: 400 mL (12 bolsas)
- Autoclavable y apilable
- De acero inoxidable

SKU: N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pipeteo de fácil acceso

- BagRack Slide permite tener una mejor estación de trabajo y optimiza el tiempo de pipeteado sin riesgo de problemas musculares. Deslice simplemente la bolsa hacia un costado para pipeteados sucesivos.



Limpieza fácil y rápida

- El BagRack Slide permite organizar de manera fácil y prolija todo tipo de bolsas. Utilizado con el Filtro de bolsa Pipet & Roll,, la evacuación de desechos es rápida y sin fugas de líquido.



Industria alimentaria



Medioambiente



Industria farmacéutica



Investigación

Aplicaciones

- BagRack Slide es usado en los análisis microbiológicos de las industrias alimentaria, ambiental y en institutos de investigación pública. Es particularmente útil para la búsqueda de Listeria y Salmonella, así como para los indicadores de calidad en pipeteados sucesivos.

Especificaciones Técnicas

	BagRack Slide 400
Referencia	221 440
Acero inoxidable	✓
Autoclavable	✓
Apilable	✓
Para bolsas	400 mL
Número de bolsas	12 bolsas
Dimensiones (a x p x a)	21 x 35.5 x 22.5 cm
Caja (a x p x a)	23.5 x 37 x 24.5 cm
Peso bruto	1.6 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO