

**BALANZA ADAM CORE CQT PORTATIL COMPACTO; 2600G X 0.1G 220V 50 / 60HZ,  
INCLUYE ESTUCHE DURO -HB-4533A.4F**



**SKU:** HB-4533A.4F | **Categorías:** [Balanza ASTM Capacidad de 1700 a 3800g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Balanza Adam Core CQT portatil compacto; 2600g x 0.1g 220V 50 / 60Hz, INCLUYE ESTUCHE DURO -HB-4533A.4F**

El CQT proporciona una solución de bajo costo para el uso de campo y laboratorio. Completo con corta-aíres extraíble, adaptador de CA, pies y nivel ajustables y un soporte de seguridad integral.

Listo para usar desde el primer momento, las balanzas CQT pueden funcionar con 6 pilas AA y está disponible una funda de transporte opcional. Las balanzas principales incluyen un protector de tiro removible que ayuda cuando se trabaja en un sitio donde el viento dificulta las lecturas precisas, y funciona con baterías con seis baterías AA. Incluye gancho para pesar por debajo. Un maletín de transporte opcional está disponible.

### **Balanza Adam Core 2600g Kit de campo**

Diseñado para proporcionar un equilibrio de campo confiable para tomar el lugar de las balanzas de triple haz. La balanza viene con una caja dura y duradera y un gancho de peso abajo.

## Accesorios



[HB-4530CV](#)

Cubierta en uso para Balanza Adam Core



[HB-4530C](#)

Estuche rígido para Balanza Adam Core

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO