

## BALANZA ANALÍTICA (0.1 MG) BELLBALANAEX-3204



**SKU:** BellBalAnaEx-3204 | **Categorías:** [Balanzas Analíticas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Tecnología de compensación de fuerza electromagnética.
- Base de aleación de aluminio y ss.
- Pantalla LCD super brillante con luz de fondo
- Interfaz RS232
- Parabrisas de cristal transparente suministrado de serie.
- Protección contra sobrecarga, burbuja leve! ajuste, bajo gancho
- Substracción de capacidad completa
- Conversación de unidades de pesaje múltiple g / mg / ct / oz
- Tiempo de estabilización, 3-5 segundos.
- Verificación de pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual.
- Adaptador de alimentación universal suministrado de serie.
- Peso de calibración certificado suministrado de serie.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO