


## BALANZA ANALÍTICA 100G




### Balanza Analítica

- Platillo:  $\Phi 80\text{mm}$  SST 304
- Potencia: AC (220-240 V 50 HZ/110-120 V 60 HZ)
- Capacidad Max: 60g a 220g
- Legibilidad: (0.0001g / 0,1mg)
- Pantalla: LCD

**SKU:** B-01-02-01-0702 | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#), [Balanzas](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-02-01-0701	B-01-02-01-0702	B-01-02-01-0703	B-01-02-01-0704
Modelo	GB604I	GB1004I	GB2004I	GB2204I
Capacidad Max (g)	60g	100g	200g	220g
Legibilidad (g/mg)		0.0001g (0.1mg)		
Tamaño del Platillo (mm)		Ø 80mm SST 304		
Pantalla	LCD grande (retroiluminación blanca brillante) (LxW) 4,7 "x 2,4" (120 x 60mm)			
Interfaz		Rs232C		
Energía		AC (220-240 V 50 HZ/110-120 V 60 HZ)		
Unidades		g oz ct lb		
Funciones	Recuento, porcentaje, protección contra sobrecarga, seguimiento del 0, tara de rango completo, corrección automática de errores			
Calibración		Externa		
Accesorios		Manual en ingles , adaptador .peso de calibración		
Velocidad		Cuatro tipos		
tiempo de integración:		2/4/8 s		
tiempo estable del valor:		<= 5 s		
Consumo de energía		15		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO