

## BALANZA BELLTRONIC 150KG



### Balanza Belltronic

- Energía : 110v/220V; Opcional: batería recargable
- Pantalla : LCD(luz blanca de fondo)
- Tamaño del Platillo (mm) : 500×400
- Capacidad : 100000g (100kg) a 500000g (500kg)
- Legibilidad: 10 g
- Peso Bruto :14 kg

**SKU:** B-01-02-05-0102 | **Categorías:** [10g/20g/50g/100g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código de producto	B-01-02-05-0101	B-01-02-05-0102	B-01-02-05-0103	B-01-02-05-0104	B-01-02-05-0105
Modelo	XU1002M	XU1502M	XU2002M	XU3002M	XU5002M
Capacidad Max	100000g(100kg)	150000g(150kg)	200000g(200kg)	300000g(300kg)	500000g(500kg)
Legibilidad (g)	10g				
Tamaño del Platillo (mm)	500×400mm				
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)				
Energía	110v/220V; Opcional: batería recargable				
Dimensión del esquema (cm)	70×40×95				
Tamaño de embalaje (cm)	84×47×22				
Función principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje				
E / S	RS232				
Opcional	Batería recargable				
Peso Bruto (kg)	14				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO