

BALANZA BELLTRONIC 200KG



Balanza Belltronic

- Energía : 110v/220V; Opcional: batería recargable
- Pantalla : LCD(luz blanca de fondo)
- Tamaño del Platillo (mm) : 500×400
- Capacidad : 100000g (100kg) a 500000g (500kg)
- Legibilidad: 10 g
- Peso Bruto :14 kg

SKU: B-01-02-05-0103 | **Categorías:** [10g/20g/50g/100g](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| Código de producto | B-01-02-05-0101 | B-01-02-05-0102 | B-01-02-05-0103 | B-01-02-05-0104 | B-01-02-05-0105 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modelo | XU1002M | XU1502M | XU2002M | XU3002M | XU5002M |
| Capacidad Max | 100000g(100kg) | 150000g(150kg) | 200000g(200kg) | 300000g(300kg) | 500000g(500kg) |
| Legibilidad (g) | 10g | | | | |
| Tamaño del Platillo (mm) | 500×400mm | | | | |
| Pantalla | LCD (luz blanca de fondo) | | | | |
| Energía | 110v/220V; Opcional: batería recargable | | | | |
| Dimensión del esquema (cm) | 70×40×95 | | | | |
| Tamaño de embalaje (cm) | 84×47×22 | | | | |
| Función principal | Transformación de unidades, recuento, porcentaje | | | | |
| E / S | RS232 | | | | |
| Opcional | Batería recargable | | | | |
| Peso Bruto (kg) | 14 | | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO