


## BALANZA BELLTRONIC 5000G



### Balanza Belltronic

- Función principal : Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje
- Interfaz : RS232
- Pantalla : LCD (luz de fondo blanca)
- Capacidad Max 2000g a 10000g (10kg)
- Legibilidad (g) 1
- Peso Neto (kg) 4

**SKU:** B-01-02-04-0603 | **Categorías:** [1g/2g/5g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-02-04-0601	B-01-02-04-06-02	B-01-02-04-0603	B-01-02-04-0604	B-01-02-04-0605	B-01-02-04-0606
Modelo	XU2000DG	XU3000DG	XU5000DG	XU6000DG	XU8000DG	XU10000DG
Capacidad Max (g)	2000g	3000g	5000g	6000g	8000g	10000g (10kg)
Legibilidad (g)	1g					
Tamaño del Platillo (mm)	Φ160mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	110v/220V; Opcional: batería recargable					
Dimensión del esquema (cm)	33×21×10					
Tamaño de embalaje (cm)	33×28×15					
Función principal	Transformación de unidades, recuento, porcentaje					
Interfaz	RS232					
Opcional	Batería recargable; gancho para peso inferior					
Peso Bruto (kg)	4					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO